

BACTERY CLINIC MULTIBAC

MULTIUSOS DESINFECTANTE

Línea:

DESINFECTANTES



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Limpiador Desinfectante Multiusos con acción bactericida, fungicida y virucida total en base a alcohol y amonios cuaternarios con tensoactivos.

Gracias a su concentración en alcohol, BATTERY MULTIBAC es un desinfectante de secado rápido.

BATTERY MULTIBAC es un limpiador desinfectante de acción rápida idóneo en lugares donde se requiere de una limpieza superficial y rápida, acompañada de acción desinfectante. Gracias a su alcohol en formula tiene un secado rápido tras su aplicación.

BATTERY MULTIBAC ha sido testado en laboratorio autorizado con certificado ENAC, habiendo sido eficaz y cumpliendo las siguientes normas con una dilución al 50% y un tiempo de contacto de 15 minutos

UNE-EN 13697 Actividad Bactericida en condiciones limpias.

UNE-EN 13697 Actividad Fungicida en condiciones limpias.

AF EN 14476:2013 + A2:2019 Actividad Virucida frente a todo tipo de virus encapsulados y no encapsulados.

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

Se deberá hacer una prueba al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto a los materiales.


Apto para uso por público en general y ámbito profesional.

PRODUCTO APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

FORMA DE EMPLEO

La aplicación del producto BATTERY MULTIBAC en la Industria Alimentaria habrá de llevarse en ausencia de alimentos

Aplicar el producto puro mediante pulverización sobre las superficies, maquinaria, utensilios, etc. a tratar. Dejar actuar Bactery Multibac durante 15 minutos para una perfecta y completa desinfección. Posteriormente para un paño o celulosa.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aspecto: Líquido ligero
Color: Incoloro
pH (100%): 11.00 ± 0.5
Densidad (20°C): 0.98 ± 0.01 gr/cc
Solubilidad: Soluble

ENVASES STANDARD

Formatos	Unidades por caja	Unidades por palet	Código EAN
750ml 5Lt	12 botellas por caja 2 envases por caja	55 cajas por palet 64 cajas por palet	0007000011029 0007000011050

COMPOSICION

Alcoholes alifáticos
Tensoactivo catiónico (Cloruro de didecildimetilamonio)
Agua tratada

NOTAS

La información se basa en nuestros ensayos y la información disponible de las materias primas empleadas
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí descrito.
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Atención

H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes de protección. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20

Revisión nº: 04 Rev. Formato: 01
Fecha de revisión: 27/08/24

REGISTROS

Biocida Inscrito en el Registro Oficial por R.D.G.S.P con nº:21-20/40/90-10776 y 21-20/40/90-10776HA.